


## ECRAN URINOIR ANTI SPLASH

UGS : EURISPLASHMENTHE

### INFORMATIONS EMBALLAGE

<b>Poids</b>	0.700 kg
<b>Dimensions</b>	20.000 × 19.000 × 14.900 cm
<b>Nomenclature douaniere</b>	33074900
<b>Code EAN13</b>	3613673320305
<b>Qté UVC par PALETTE</b>	5
<b>COV (%)</b>	2
<b>COV (gr)</b>	1



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Ecran urinoir antisplash en lot de 2

Dimensions de l'unité +/- 16cm de diamètre

pois de l'unité : 71 gr

1 UVC = le carton de 10 soit le conditionnement primaire

Composition:

70% et plus d'éthylène acétate de vinyle, entre 10% et 20% de parfum, couleur et enzymes.

Caractéristiques:

- Pouvoir parfumant surpuissant
- Pics « anti-éclaboussures ».
- Libère des bactéries pour nettoyer l' urinoir et éliminer les mauvaises odeurs.
- Action enzymatique.
- 1 gant fourni par emballage de 2 écrans soit 5 gants par carton de 10.
- Equipé d' un emballage barrière (PE).

Parfums disponibles :

Menthe (bleu), Ocean Fresh (bleu canard), Mangue (orange), Pomme-Cannelle (vert), Agrume (vert pale), Melon-concombre (jaune).

Application:

Ces écrans urinoirs contiennent des bactéries qui créent des enzymes. Ces bactéries, une fois libérées, nettoient l' urinoir et éliminent les mauvaises odeurs.

L' innovation constituée par les pics anti-éclaboussures permettent d'éviter toute projection à l' extérieur de l' urinoir.

Les pics amortissent la chute des liquides sur l'écran, évitant ainsi les éclaboussures.

Description des bactéries utilisées :

Bactéries de type " Bacillus subtilus" qui forment une équipe contre cellulose, protéine, urine et lipase. Le dénombrement bactérien est de 10<sup>6</sup> par gramme de plastique.

Mode d'emploi :

Oter l'écran de son emballage et l' installer au centre de l' urinoir les pics vers le haut en utilisant le gant dédié à cet effet.

Informations logistiques complémentaires :

2 écrans se trouvent dans un sachet plastique

5 sachets de 2 se trouvent dans un carton soit le conditionnement primaire. Dimensions du conditionnement primaire : 20 x 18,7 x 15 cm ,

pois du carton de 10 : 0,850 kg

6 boîtes de 10 se trouvent dans le master carton : conditionnement secondaire.

[écran urinoir](#) by [afidorp](#) on [Sketchfab](#)

