

PASTILLE VERRE ET TASSE

UGS : PASTVAIVERTASEFR

INFORMATIONS EMBALLAGE

Poids	2.520 kg
Dimensions	20.100 × 20.100 × 17.600 cm
Nomenclature douanière	34025090
Code EAN13	3613676003526
Qté UVC par PALETTE	6



DESCRIPTION DU PRODUIT

Pastille lave-vaisselle spéciale cycle court pour verres et tasses.

Dimension de la pastille : 39 x 28 x 15 mm

Poids de la pastille : +/- 18 gr

1 UVC = 1 seau de 140 pastilles.

Composition :

Sans Phosphate. Sans phosphonates

5-15% : agents de blanchiment oxygénés.

< 5% : agents de surface non ioniques, polycarboxylates, enzymes (amylase, protéase).

Caractéristiques :

Aspect : Pastille bicouches de 18 grs (± 0,5) sous film hydrosoluble.

Sans phosphates, ni phosphonates .

Couleur : blanche/bleue

Sans parfum

Dissolution rapide : moins de 2 minutes.

Formule enzymatique pour meilleure efficacité

Lavage entre 50° et 70°

pH 10,8 ± 0,5

COV 0%

Seau 100% recyclable fabriqué à partir de 80% de plastique recyclé

Application :

Pastilles pour le lavage des verres et des tasses en machine lave verres.

Formule enzymatique qui améliore l'efficacité sur les tâches les plus tenaces (thé, vin, rouge à lèvres...).

Efficacité toutes températures.

Précaution d'utilisation :

Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit frais et sec.

Certains articles ne sont pas adaptés au nettoyage dans un lave-vaisselle. Celles-ci incluent du cristal au plomb et de la verrerie décorée, de la porcelaine peinte à la main ou antique, des articles ornés de motifs, des poignées d'os, du bois et des matières plastiques ne supportant pas des températures supérieures à 70°C, articles avec or ou autre décoration en métal précieux.

Commande :

Les commandes de seaux de pastilles sont à commander par multiple de 18 seaux, soit un rang de palette.

Mode d'emploi :

1 pastille pour 3 à 5 cycles.

Comprimé à dissolution rapide. Utiliser du sel régénérant et du liquide de rinçage. Déposer la pastille dans le doseur.

Chargez le lave-vaisselle selon les instructions du fabricant.

